



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

MISURATORE DI PRESSIONE LEO

Codice di riferimento: 32902

Marca: GIMA

Prezzo: 131.9€

CARATTERISTICHE:

FIGMOMANOMETRO ELETTRONICO LEO - con software

Sfigmomanometro elettronico con misurazione completamente automatica della pressione e ampio display LED a colori. Utilizzabile per adulti, bambini e neonati.

- archivio dati (3 utenti) fino a 100 gruppi di dati
- funzionamento automatico one-touch
- funzione di allarme con la possibilità di impostare i limiti
- doppia misurazione: kPa e mmHg
- 5 bracciali selezionabili
- spegnimento automatico
- opzione SpO2

Software per PC per analisi ed archiviazione dati e successive stampe.

Fornito con bracciale medio 18-26 cm e manuale multilingue (GB, FR, IT, ES, PT).

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Metodo di misurazione: oscillometrico
- Campo di misurazione: pressione 0-38.67 kPa (0-290 mmHg)
- Risoluzione 1 mmHg
- Accuratezza: pressione statica ± 0.4 kPa (± 3 mmHg)

- Gonfiaggio: automatico
 - Sgonfiaggio: automatico progressivo
 - Display: schermo LCD a colori 2.8" interfaccia USB
 - Alimentazione: 4 batterie "AA" adattatore opzionale
 - Sicurezza: dispositivo di classe II tipo BF parte applicata
 - Dimensioni: 130 x 110 x 80 mm
 - Peso: 300g
-

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 32902

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

