



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Misuratore Mobile Per Infanti E Bambini

Codice di riferimento: 416

Marca: INTERMED

Prezzo: 406.38€

CARATTERISTICHE:

La forma di questo misuratore rende rapido e facile misurare non solo neonati ma anche bambini piccoli fino a circa 2 anni (scala fino a 100 cm). I bordi rialzati e leggermente arrotondati mantengono il neonato nella giusta posizione in tutta sicurezza. Il ferma-piedi, posto su due binari, scorre lungo la scala graduata ed e' bloccabile sulla misura rilevata, permettendo cosi' di accudire il bambino prima di procedere alla registrazione dei risultati. Leggero e resistente, pu essere trasportato ovunque necessario.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

range di misura 33 - 100 cm divisione 1 mm peso 3,8 kg

MARCA E MODELLO:

SECA 416

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

 **Acquista subito**