



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Misuratore Per Neonati

**Codice di riferimento:** 207

**Marca:** INTERMED

**Prezzo:** 142.25€

### CARATTERISTICHE:

Misuratore ad asta per rilevare l'altezza dei neonati. Realizzato in solido e leggero alluminio anodizzato, con ampi cursori per una precisa misurazione quando il bambino e' disteso. Pu essere comodamente fissato al tavolo del cambio o alla parete, oppure usato come dispositivo mobile. Gli ampi cursori, per posizionare testa e piedi, rendono semplice determinare la lunghezza e possono essere ripiegati quando lo strumento non e' in uso. La scala graduata e' stampata con una tecnica antiusura che consente le letture dell'altezza anche dopo molti anni di utilizzo.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

range di misura 0 - 99 cm divisione 1 mm

### MARCA E MODELLO:

SECA 207

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

 **Acquista subito**