



Numero Verde  
**800 172547**

Da cellulare  
**030 7777942**

## Modello 2010 ortesi per polso in elastico con rinforzo palmare

**Codice di riferimento:** mod 2010

**Marca:** DEROYAL

**Prezzo:** 42.2€

| Riferimento               | Variante          | Prezzo |
|---------------------------|-------------------|--------|
| mod 2010-Large-Destra     | Destra, Large     | 42.2€  |
| mod 2010-Medium-Destra    | Destra, Medium    | 42.2€  |
| mod 2010-Small-Destra     | Destra, Small     | 42.2€  |
| mod 2010-XLarge-Destra    | Destra, XLarge    | 42.2€  |
| mod 2010-XSmall-Destra    | Destra, XSmall    | 42.2€  |
| mod 2010-XXLarge-Destra   | Destra, XXLarge   | 42.2€  |
| mod 2010-Medium-Sinistra  | Medium, Sinistra  | 42.2€  |
| mod 2010-Small-Sinistra   | Sinistra, Small   | 42.2€  |
| mod 2010-XLarge-Sinistra  | Sinistra, XLarge  | 42.2€  |
| mod 2010-XXLarge-Sinistra | Sinistra, XXLarge | 42.2€  |
| mod 2010-Large-Sinistra   | Large, Sinistra   | 42.2€  |
| mod 2010-XSmall-Sinistra  | Sinistra, XSmall  | 42.2€  |

### **Caratteristiche**

I supporti per polso e pollice della linea DeRoyal sono stati realizzati con un particolare disegno per poter essere applicati più facilmente e vestire alla perfezione senza causare fastidiose compressioni. Una speciale cucitura alla base del polso li rende più stabili durante la flessione dello stesso. La fissazione del polso è facilmente regolabile mediante pratiche e sicure chiusure a velcro.

Nuovi ed esclusivi, i tessuti della linea "tipo pelle" e "neotex", sono stati sviluppati per tutti quei pazienti intolleranti ai materiali elastici tradizionali; il loro materiale microporoso, permette infatti la traspirazione della pelle e si autoconforma sul paziente stesso, aumentando così la stabilità dell'ortesi ed il comfort del paziente. Ogni supporto per polso è fornito da due rinforzi palmari: uno splint termomodellabile che può fornire un supporto variabile e progressivo o il tradizionale splint in alluminio modificabile.

### **Indicazioni**

- Medie o lievi lesioni traumatiche o degenerative del polso e/o del carpo;
- instabilità legamentose
- tendinopatie

### **Taglie disponibili**

Versione destra e sinistra.

Circonferenza polso:

Xsmall (da 13 a 14 cm)

Small (da 14 a 16 cm)

Medium (da 16 a 18 cm)

Large (da 18 a 20 cm)

XLarge (da 20 a 22 cm)

XXLarge (da 21 a 23 cm)



 **Acquista subito**