



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Modello 3002 immobilizzatore clavicolare pediatrico

Codice di riferimento: Mod. 3002

Marca: DEROYAL

Prezzo: 46.59€

Riferimento	Variante	Prezzo
Mod. 3002-Pediatrico	Pediatrico	46.59€
Mod. 3002-infante	infante	46.59€

Caratteristiche

Bendaggio clavicolare a basso profilo per una sicura stabilizzazione delle clavicole e delle spalle.

Le imbottiture delle straps permettono una ottimale distribuzione delle pressioni aumentando il comfort per il piccolo paziente.

Il materiale è a cellule chiuse per impedire l'assorbimento del sudore ed evitare così il proliferare di spiacevoli odori.

Le chiusure a velcro posteriori permettono facili regolazioni ed una sicura chiusura del bendaggio.

Indicazioni

-Patologie e traumatismi acromion clavicolari

-Fratture di clavicola

Taglie disponibili

Misurare la configurazione a "8" attorno alle spalle:

Infante (da 68 a 84 cm)

Pediatrica (da 92 a 116 cm)



 **Acquista subito**