



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Modello 601 ferula per flessione singolo dito

Codice di riferimento: mod 601

Marca: DEROYAL

Prezzo: 73€

Riferimento	Variante	Prezzo
mod 601-B	B	73€
mod 601-C	C	73€
mod 601-D	D	73€
mod 601-A	A	73€

Caratteristiche

I supporti per polso e pollice della linea DeRoyal sono stati realizzati con un particolare disegno per poter essere applicati più facilmente e vestire alla perfezione senza causare fastidiose compressioni. Una speciale cucitura alla base del polso li rende più stabili durante la flessione dello stesso. La fissazione del polso è facilmente regolabile mediante pratiche e sicure chiusure a velcro.

Nuovi ed esclusivi, i tessuti della linea "tipo pelle" e "neotex", sono stati sviluppati per tutti quei pazienti intolleranti ai materiali elastici tradizionali; il loro materiale microporoso, permette infatti la traspirazione della pelle e si autoconforma sul paziente stesso, aumentando così la stabilità dell'ortesi ed il comfort del paziente.

Indicazioni

- In tutti quei casi dove si richieda un blocco in flessione dell'articolazione interfalangea prossimale
- Deformità a collo di cigno nei pazienti artritici

Riferimento misura

Misurare la distanza in centimetri tra la prima piega (A) che si incontra partendo dalla punta del dito e la terza piega (C)

ferula 601 tielle camp

Taglie disponibili espresse in centimetri

A = da 3,5 a 4,4 cm

B = da 4,5 a 5,4 cm

C = da 5,5 a 6,9 cm

D = oltre 7

