



Numero Verde  
**800 172547**

Da cellulare  
**030 7777942**

## Modello 951 tutore universale per immobilizzazione di ginocchio a tre pannelli

**Codice di riferimento:** mod 951

**Marca:** ORTHOPRIM

**Prezzo:** 85€

| Riferimento    | Variante | Prezzo |
|----------------|----------|--------|
| mod 951-Small  | Small    | 85€    |
| mod 951-Medium | Medium   | 85€    |
| mod 951-Large  | Large    | 85€    |
| mod 951-XLarge | XLarge   | 85€    |

### Caratteristiche

#### Indicazioni

Valido sostituto della valva gessata  
Decorso post-operatorio

#### Taglie disponibili

Lunghezza tutore:  
Small (cm 35)  
Medium (cm 50)

Large (cm 60)  
XLarge (cm 70)



**Acquista subito**