



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Mod. Locri Berretto Chirurgo

Codice di riferimento: F0895

Marca: ALBOLAND

Prezzo: 17.08€

CARATTERISTICHE:

Cotone 100%. Regolabile con elastico.

Tessuti disponibili per la confezione:

Tipo
Tessuto
Trama
Colori

B
tela vittoria media
tessuto sanforizzato
bianco

B/X
tela candida media
tessuto diagonale sanforizzato
bianco

C-D
Panama
tessuto sanforizzato
,verde, azzurro, rosa

MARCA E MODELLO:

Alboland - Codice F0895

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

In sacchetto

TAGLIE E VARIANTI:

Colore: Verde Indelebile

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Taglia: unica

