



**Numero Verde**  
**800 172547**

**Da cellulare**  
**030 7777942**

## Talloniera in silicone con scarico calcaneare laterale - Paio

**Codice di riferimento:** mod P438

**Marca:** ORTHOPRIM

**Prezzo:** 35.7€

Riferimento	Variante	Prezzo
mod P 438-S	S	35.7€
mod P 438-M	M	35.7€
mod P 438-L	L	35.7€

### Caratteristiche della talloniera per spina calcaneare

La talloniera in silicone ORTHOPRIM con scarico calcaneare laterale è l'ausilio ideale per alleviare i sintomi dolorosi della spina calcaneare laterale e dare sollievo ai piedi. La superficie in silicone a doppia densità, caratterizzata da una zona ovale di colore blu costituita da una minore densità, funziona da ammortizzatore e attutisce le sollecitazioni durante la camminata garantendo un'andatura confortevole e senza dolore.

Per un corretto mantenimento del prodotto, dopo averlo lavato, si consiglia di applicare un poco di talco sulla parte a contatto con la calza per permettere una migliore stabilità. Si raccomanda di non applicare talco sulla zona che va a contatto con la scarpa.

### Taglie

Taglia	S	M	L
--------	---	---	---

Misura calzatura	34/37	38/40	41/43
------------------	-------	-------	-------

## Marca e modello

---

ORTHOPRIM modello P438

## Contenuto della confezione

2 pezzi

