



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Modello P403 plantare 3/4 in silicone defaticante con scarico metatarsale (fornito al paio)

Codice di riferimento: mod p403

Marca: ORTHOPRIM

Prezzo: 28.5€

Riferimento	Variante	Prezzo
mod p403-S	S	28.5€
mod p403-L	L	28.5€

Caratteristiche

Grazie al suo supporto metatarsale questo plantare evita la comparsa di possibili dolori a carico dell'avampiede e la formazione di callosità in persone che passano molto del loro tempo in piedi. E' particolarmente raccomandato per tutte quelle persone che sono sottoposte a sforzi prolungati e che hanno un peso importante.

Indicazioni

Per un corretto mantenimento del prodotto, dopo averlo lavato, si consiglia di applicare un poco di talco sulla parte a contatto con la calza che permette una migliore stabilità. Si raccomanda di non applicare talco sulla zona che va a contatto con la scarpa

Taglie disponibili

Numero calzatura:

S (da 34 a 37)

L (da 38 a 41)

 **Acquista subito**
