



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Supporto metatarsale in silicone con anello Mod. p416

Codice di riferimento: mod P416

Marca: ORTHOPRIM

Prezzo: 25.8€

Caratteristiche del supporto metatarsale

Il supporto metatarsale è un morbido cuscinetto utile in caso di metatarsalgia causata da alcune patologie come il piede a martello o il Neuroma di Morton. Il cuscinetto metatarsale aiuta anche a ridurre sensibilmente il dolore causato dagli sfregamenti e le pressioni prodotte mentre si cammina. L'anello impedisce al supporto di spostarsi in modo da mantenere sempre la giusta posizione.

Modalità d'uso

Agganciare l'anello al primo o al secondo dito del piede.

Materiale

Silicone

Taglie disponibili

Taglia unica

Marca e modello

ORTHOPRIM mod P416

