



Numero Verde  
**800 172547**

Da cellulare  
**030 7777942**

## Modello P420 supporto in silicone per dita a martello (fornito al paio)

**Codice di riferimento:** mod P420

**Marca:** ORTHOPRIM

**Prezzo:** 19.9€

| Riferimento | Variante | Prezzo |
|-------------|----------|--------|
| mod P420-S  | S        | 19.9€  |
| mod P420-M  | M        | 19.9€  |
| mod P420-L  | L        | 19.9€  |

### Caratteristiche

Supporto per dita a martello realizzato in silicone a bassa densità.

### Indicazioni

E' composto da un anello rinforzato che nel suo interno presenta un tessuto elasticizzato che ne permette una maggiore consistenza e resistenza

### Taglie disponibili

Taglie: S,M,L

 **Acquista subito**