



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Mod. SP 2040 ortesi per polso lunga in Airprene

Codice di riferimento: SP 2040

Marca: SPECIAL

Prezzo: 22€

Caratteristiche

AIRPRENE

La rivoluzionaria tecnica utilizzata per la realizzazione di questo speciale tessuto denominato "Airprene", si serve di un esclusivo materiale a struttura tridimensionale che presenta un'altissima qualità legata sia alle sue prestazioni che alle sue specifiche caratteristiche.

Il materiale "Airprene" oltre a fornire un'ottima elasticità, una compressione e l'assorbimento degli shock come i tradizionali materiali, garantisce, grazie all'ottima ventilazione permessa, una temperatura sempre ideale al derma sottostante

Indicazioni

-Stabilizzazione del polso e nei postumi di eventi distorsivi

Taglie disponibili

Taglia unica

