



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Mod. SP 876 R Polsiera elastica semplice

Codice di riferimento: SP 876 R

Marca: SPECIAL

Prezzo: 20.5€

Caratteristiche

MULTI-CERAMIC products:

"Multi-Ceramic" contraddistingue tutti quei prodotti che vengono sviluppati e prodotti in uno speciale tessuto dove le fibre naturali elastiche vengono combinate, grazie ad un esclusivo procedimento tecnologico, con una fine polvere di ceramica. Il risultato finale ci consegna un tessuto capace di inibire l'azione dei raggi infrarossi.

Grazie a questa particolare caratteristica, l'uso di ognuno di questi presidi ortopedici, permette un leggero aumento ed il mantenimento della temperatura corporea durante le diverse attività motorie, assicurando il massimo comfort e la massima igiene.

CARATTERISTICHE DEL TESSUTO:

- Tessuto antibatterico
- Migliora la circolazione sanguigna
- Ottima compressione
- Grande traspirabilità

Indicazioni

- Traumatismi del polso di lieve entità
 - Prevenzione delle distorsioni di polso e dei piccoli traumi in genere
-

Taglie disponibili

Taglia unica

