



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Modello 523 corsetto elastico lombosacrale UOMO con rinforzi paravertebrali e supporto lombare ad incrocio

Codice di riferimento: MOD 523

Marca: TIELLE CAMP

Prezzo: 87.4€

Riferimento	Variante	Prezzo
MOD 523-Small	Small	87.4€
MOD 523-Medium	Medium	87.4€
MOD 523-Large	Large	87.4€
MOD 523-XXLarge	XXLarge	87.4€
MOD 523-XLarge	XLarge	87.4€

Caratteristiche

Modello 523 per uomo

Modello 523 S per donna

Prodotto realizzato su disegno esclusivo e secondo le specifiche tecniche di Camp International Jackson, Mich. sono stati impiegati i seguenti materiali di alta qualità:

* Tessuto elastico di cotone con chiusura a velcro.

- * Rinforzo con banda elastica incrociata nella parte posteriore.
- * 4 stecche: due verticali lombari e due laterali in diagonale.
- * Guide per stecche rigide se necessarie.

Punti di Forza

- * Sostegno lombosacrale dato il rinforzo con banda incrociata.
- * perfetto adattamento al paziente con supporto uniforme che può essere aumentato introducendo le stecche rigide.
- * Facilità di applicazione.

Indicazioni

- * Lievi lombalgie.
- * Lombaggini.
- * Post-operatorio dellernia ombelicale.

Taglie disponibili


Circonferenza bacino:

Small (da 81 a 90 cm)

Medium (da 91 a 100 cm)

Large (da 101 a 110 cm)

XLarge (da 111 a 120 cm)



 **Acquista subito**