



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Busto iperestensore a tre punti con articolazioni ascellari e banda pelvica basculante - Modello C35 Plus

Codice di riferimento: Mod C35 Plus

Marca: TIELLE CAMP

Prezzo: 355.4€

Riferimento	Variante	Prezzo
Mod C35 Plus-Small	Small	355.4€
Mod C35 Plus-large/L-c	large/L-c	355.4€
Mod C35 Plus-mediū/M-c	medio/M-c	355.4€
Mod C35 Plus-xlarge/XL-c	Xlarge/XL-c	355.4€

CARATTERISTICHE:

Il busto rigido a tre punti per iperestensione C 35 Plus e' particolarmente indicato in tutti quei casi in cui sia necessario immobilizzare la colonna vertebrale. A differenza dal tradizionale C 35, e' costituito da un banda pelvica basculante e registrabile e da articolazioni ascellari regolabili. Inoltre, il corsetto e' leggero e confortevole grazie alla struttura composta da una particolare lega di alluminio e titanio, rivestita da unmbottitura in gommapiuma che rende.

APPLICAZIONI:

Utile in caso di:

- Fratture traumatiche e/o patologiche stabili del tratto dorso-lombare
 - Algie vertebrali specifiche o aspecifiche
 - Sintomatologie traumatiche o patologiche conseguenti a osteoporosi, osteolisi, osteomalacia
 - Crolli vertebrali
 - Cifosi senile
-

TAGLIE DISPONIBILI:

Circonferenza bacino:
Small (da 74 a 86 cm)
Medium (da 84 a 98 cm)
Medium corto (da 84 a 98 cm)
Large (da 96 a 110 cm)
Large corto (da 96 a 110 cm)
XLarge (da 106 a 120 cm)
XLarge corto (da 106 a 120 cm)

MARCA E MODELLO:

TIELLE CAMP Modello C35 Plus

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Un busto iperestensore -

