



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Modulo ECG per PC-200/300

Codice di riferimento: 35178

Marca: GIMA

Prezzo: 10.98€

CARATTERISTICHE:

Modulo opzionale ECG per monitor multiparametri portatile.

Questo accessorio può essere collegato a:

- Monitor multiparametrico PC-200 (cod. 35160) Necessita cavo a tre derivazioni ECG (cod. 35179).
- Monitor multiparametrico PC-300 (cod. 35162) Necessita cavo a tre derivazioni ECG (cod. 33248).

In Modalità Palmare, il modulo ECG può essere collegato senza il cavo a tre derivazioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 35178

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

 **Acquista subito**