

Numero Verde

800 172547



Da cellulare

030 7777942

MODULO PRECALIBRATO PER 24486

Codice di riferimento: 24487

Marca: GIMA

Prezzo: 154.3€

CARATTERISTICHE:

Modulo sensore pre calibrato di ricambio per etilometro AT500 (cod. 24486).

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 24487

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

 **Acquista subito**