



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## MONITOR MULTIPARAMETRICO PC-300 - SpO2, NIBP, TEMP, PL - con display

**Codice di riferimento:** 35162

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 561.2€

### CARATTERISTICHE:

Il monitor portatile PC-300 misura SpO2, frequenza del polso, NIBP e la temperatura.

Indicato per uso domiciliare ed ospedaliero.

Dotato di tecnologia Bluetooth e interfaccia USB, consente di trasferire i dati su PC, tablet e smartphone (Android e iOS).

- fino a 6.000 registrazioni di pressione fino a 100 diversi pazienti (ogni utente può registrare 999 misurazioni)
- sonda auricolare che misura la temperatura in 5 secondi
- trasferimento dati su PC/Smartphone tramite USB o Bluetooth
- bracciale NIBP pediatrico e sonda pediatrica SpO2 opzionali
- ECG e glucometro opzionali
- batteria al litio ricaricabile inclusa
- protocolli di comunicazione disponibili su richiesta

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

- SpO2
  - Campo di misurazione: 35-100%
  - Accuratezza:  $\pm 3\%$  (70-100%)
- Frequenza Polso

- Campo di misurazione: 30-240 bpm
  - Accuratezza\*:  $\pm 2\%$  or  $\pm 2$  bpm (il valore più elevato)
- \*Valore di deviazione della media quadratica in accordo con ISO 1919

---

• NIBP

- Campo di pressione: 0-300 mmHg (0-39,9 kpa)
- Accuratezza:  $\pm 3$  mmHg
- Campo di misurazione pressione sistolica: 60-240 mmHg
- Campo di misurazione pressione diastolica: 30-180 mmHg

• TEMP

- Campo di misurazione: 32-43,0°C
- Accuratezza:  $\pm 0,2^\circ\text{C}$  (35-42°C) -  $\pm 0,3^\circ\text{C}$  (altro)
  - Tempo di misurazione: <5 s

• ECG (Opzionale)

- Campo di misurazione frequenza cardiaca: 30-240 bpm
- Accuratezza frequenza cardiaca:  $\pm 2$  bpm o  $\pm 2\%$  la misura più elevata
- Schermata display: 5,0 mm/mV  $\pm 10\%$
- Rapporto di reiezione di modo comune (CMRR):  $\approx 60$  dB

• Glucosio nel sangue (Opzionale)

- Campo di misurazione: da 20 a 600 mg/DL SEE

• Alimentazione

- Batteria: 3,7 V batteria Li-ion inclusa
- Tensione di esercizio: 3,6-4,2 VDC
- Corrente di esercizio:  $\approx 800$  mA
- Caricatore: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 5 VDC o US

**MARCA E MODELLO:**

GIMA 35162

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:**

1 pz.

