




Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

MONITOR MULTIPARAMETRICO PC-3000

Codice di riferimento: 35134

Marca: GIMA

Prezzo: 1220€

CARATTERISTICHE:

Monitor Multi Parametrico PC 3000: - Display 7" a colori ad alta risoluzione TFT, con visualizzazione di 5 canali (disponibili varie modalità di visualizzazione parametri) - Parametri standard: ECG, RESP, SpO2, NIBP, 2-TEMP, PR; - Analisi aritmia e analisi segmento ST - Memorizza fino a 800 gruppi di dati e 24 ore di tracciati ECG - Trend grafico e tubulare di 480 ore per tutti i parametri - Display mostra contemporaneamente 7 canali ECG - Protezione contro interferenze da defibrillazione/elettrobisturi - Modalità di misurazione adulti/pediatrica - Allarmi visivi e acustici

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Monitoraggio NIBP • Metodo di misurazione: Misurazione automatica mediante metodo di oscillazione • Tempo di gonfiaggio del bracciale: <30 secondi (bracciale tipico adulti) • Pressione iniziale di gonfiaggio del bracciale: Modello adulti e pediatrico: 180mmHg • Limite di protezione di sovrappressione: Modello adulti e pediatrico: 300mmHg **Range di misurazione** • Pressione sistolica: Adulti e bambini: 25mmHg – 265mmHg • Pressione diastolica: Adulti e bambini: 12mmHg – 220mmHg • Pressione arteriosa media: Adulti e bambini: 18mmHg – 245mmHg • Precisione misurazioni: Sistolica +/- 10% Diastolica +/- 10% MAP +/- 10% • Modalità misurazioni: Manuale, Automatica, STAT • Misurazione automatica: 1-240 min Intervalli: Tolleranza intervalli: <10s **Monitoraggio TEMP** • Range di misurazione, precisione: 15° C – 45° C, +0,2° C **SpO2 & Pulse Rate Monitoring** • Trasduttore LED doppia lunghezza d'onda • Range di misurazione SpO2 35%-100% • Capacità bassa perfusione 0,4% - 5 % • Precisione display SpO2: 90%~99% ±2%, 70%~89% ±4%, 40%~69% ±6% • Range di misurazione PR: 30bpm~250bpm • Precisione misurazione PR: ±2bpm **Monitoraggio ECG** • Misurazione frequenza cardiaca: ±0.4mVp~±3mVp • Campo di visualizzazione frequenza cardiaca: 20bpm~250bpm • Precisione display: ±1% or ± 2 bpm, whichever is greater • Allarme tempo di ritardo frequenza cardiaca: =12s • Selezione sensibilità: Auto, ×1/2, ×1, ×2, ×4 tolleranza: =5% • Velocità: 12.5 mm/s, 25mm/s, 50mm/s tolleranza: =10% • Livello rumore ECG: =30µVP-P • Corrente ECG ingresso: =0.1µA • Impedenza

d'ingresso: =5MO • Costante di tempo Modalità di monitoraggio • Modalità diagnostica • Frequenza di risposta Modalità di monitoraggio • Modalità diagnostica **Monitoraggio RESP** • Range di misurazione, precisione: 0rpm~120rpm, ±10% • Campo allarme RESP: 0bpm~100bpm • Alarm tolerance: ±10% **Altre caratteristiche tecniche** • Alimentazione: 100~250Vac, 50/60Hz • Consumo: <80 VA • Display 1.2 pollici, LCD TFT colori • Modalità d'allarme Allarmi visivi-acustici • Porta di rete Ethernet Dotazione standard: • 1 Cavo ECG • 1 Sonda SpO2 adulti • 1 Adattatore alimentazione AC Cavo alimentazione • 1 Batteria Li-ion • Bracciale NIBP • Cavo alimentazione • Sensore di temperatura superficie corporea • 10 elettrodi monouso • Manuale d'uso in italian

MARCA E MODELLO:

GIMA 35134

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

