



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Monopalla con valvola posteriore

Codice di riferimento: DR301

Marca: LOGIKO

Prezzo: 5€

Caratteristiche del monopalla con valvola posteriore

Monopalla realizzato con materiali di altissima qualità dotato di valvola posteriore, pensato come ricambio per sfigmomanometri e per la misurazione della pressione arteriosa.

Specifiche tecniche

- Colore: blu

Marca

Logiko

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

 **Acquista subito**