



product image
currently unavailable



Motore per la regolazione dello schienale della poltrona Luxor

Codice di riferimento: 28016

Marca: GIMA

Prezzo: 210.4€

Caratteristiche del motore per la regolazione dello schienale della poltrona Luxor

Questo motore funziona come pezzo di ricambio sulla poltrona meccanica Luxor e regola la posizione dello schienale reclinabile di questa poltrona.

Marca

Gima

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

