



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

NASOFARINGOSCOPIO FLESSIBILE - con cavo F.O.

Codice di riferimento: 71602

Marca: GIMA

Prezzo: 7076€

CARATTERISTICHE:

Il nasofaringoscopio viene fornito in una valigetta rigida comprensivo di cavo a fibre ottiche autoclavabile e adattatore per la fonte di luce GIMA. Risoluzione: 7000 pixel.

CARATTERISTICHE TECNICHE:


• Lunghezza operativa: 300 mm • Diametro: 3.2 mm • Deflezione: up 160°, down 160° • Lunghezza operativa: 20 mm • Direzione di visione: 0° • Campo di visione: grandangolo • Lunghezza operativa: 3-60 mm - angolo di: 80° • Produzione Tedesca Dotazione standard: • Valigetta rigida per il trasporto • Cavo a fibre ottiche

MARCA E MODELLO:

GIMA 71602

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.



 [Acquista subito](#)