



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Nastro chirurgico in plastica microtraforata - Transpore

Codice di riferimento: 1527-X

Marca: INTERMED

Prezzo: 22.81€

Caratteristiche del nastro chirurgico.:

Il supporto in polietilene traforato assicura elasticità, strappo bidirezionale, elevati livelli di traspirabilità e resistenza ai liquidi. L'adesivo, una miscela di acrilati, assicura ipoallergenicità, elevata adesività iniziale, rimozione atraumatica e ridotto residuo di adesivo. La tecnologia LAB (Low Adherence Backing), ovvero la sostanza stesa sul lato non adesivo del supporto promette la facilità di srotolamento.

Misure disponibili:

- 13 x 9,14 - cf. 24 rotoli
- 25 x 9,14 - cf. 12 rotoli
- 51 x 9,14 - cf. 6 rotoli
- 76 x 9,14 - cf. 4 rotoli

 **Acquista subito**