



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Durapore nastro chirurgico in seta in fibre di rayon tessute

Codice di riferimento: 1538-X

Marca: INTERMED

Prezzo: 34.77€

Caratteristiche di durapore nastro chirurgico in seta in fibre di rayon tessute

Nastro chirurgico adesivo professionale adibito al posizionamento e all'immobilizzazione sulla pelle del paziente di dispositivi medici come tubi endotracheali, sondini, deflussori e stecche da trattamento post-frattura.

Durapore è realizzato in pure fibre di rayon tessute e la sua struttura gli garantisce ottime prestazioni e grande resistenza e una giusta traspirazione della pelle, che non subisce irritazioni grazie alla ipoallergenicità del materiale.

Questo nastro adesivo da medicazione è facile da applicare e presenta sul lato esterno non adesivo la pratica tecnologia LAB che ne consente uno srotolamento fluido e agevole; il nastro medicativo può essere rimosso in modo atraumatico, con uno strappo bidirezionale che rilascia sulla pelle un quantitativo ridotto di adesivo.

Specifiche tecniche

- Dimensioni: variabili a seconda della taglia

Centimetri	Rotoli per confezione
13 x 9,14	24
25 x 9,14	12
51 x 9,14	6
76 x 9,14	4

Marca

Intermed

Prodotto a marchiatura CE

«(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)»

