



800 172547

030 7777942

Nastro chirurgico microporoso

Codice di riferimento: 1530-X

Marca: INTERMED

Prezzo: 14.52€

CARATTERISTICHE:

Il nastro chirurgico e' realizzato con rayon tessuto non tessuto, studiato appositamente per garantire il massimo della traspirabilita' e consigliato per le pelli sensibili. Inoltre il prodotto assicura un'alta adesivita' ma anche una rimozione atraumatica senza i residui classici dovuti all'adesivo. Il nastro e' ipoallergenico grazie alla mescolanza di materiali in acrilico. Facilmente sdrotolabile, grazie alla tecnologia LAB (Low Adherence Backing), ossia la particolare sostanza con cui e' rivestito il lato non adesivo del nastro.

APPLICAZIONI:

Per fissare le medicazioni

DIMENSIONI E PESO:

- 13 x 9,14 cf. 24 rotoli
- 25 x 9,14 cf. 12 rotoli
- 51 x 9,14 cf. 6 rotoli
- 76 x 9,14 cf. 4 rotoli

MARCA E MODELLO:

Intermed 1530-X

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

Un nastro chirurgico

