



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

NASTRO INDICATORE AUTOCLAVE - 19 mm x 50 m

Codice di riferimento: 35846

Marca: GIMA

Prezzo: 43.92€

CARATTERISTICHE:

La gamma di nastri GIMA è formulata specificatamente per l'imbustamento e allo stesso tempo per mostrare visivamente che l'imballo abbia completato positivamente il ciclo di sterilizzazione. Il rivestimento dei differenti nastri è costituito da carta impregnata particolarmente resistente, la quale garantisce una malleabilità eccellente durante l'applicazione. Questi nastri sterili si srotolano facilmente e possono essere strappati a mano senza alcuna difficoltà. Adesivi speciali, specificatamente formulati per resistere ad alti livelli di temperatura ed umidità, assicurano un'aderenza perfetta a carta, plastica, tessuto non tessuto, tavole, metalli, vetro e lino. Ciascun nastro è confezionato singolarmente con data di scadenza. Produzione italiana. • Sterilizzazione a 134°C la striscia apparirà imbrunita in 3 min. • Sterilizzazione a 121° la striscia apparirà imbrunita in 15 min. • CONFORME ALLE NORME ISO 11140-1:2005 PER LA PARTE RELATIVA ALLA CLASSE 1

MARCA E MODELLO:

GIMA 35846

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

12 rotoli

 **Acquista subito**