



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

NEGATIVOSCOPIO ULTRAPIATTO LED - 42 x 72 cm doppio

Codice di riferimento: 44701

Marca: GIMA

Prezzo: 968.1€

CARATTERISTICHE:

NEGATIVOSCOPI PIATTI X-RAY CON TECNOLOGIA A LED Ultimissima generazione di negatoscopi ultrapiatti con tecnologia LCD e temperatura colore 7200 °K per una visione eccellente. Eliminazione dello sfarfallio e luminanza di 3500 cd/mq con alta omogeneità e distribuzione della luce. Cornice in alluminio anodizzato antigraffio con sistema reggi lastra incluso. Regolazione dell'intensità luminosa dal 30% al 100%. Vantaggi economici: - Vita media dei LED, circa 80000 ore (abbattimento costi di manutenzione) - Basso consumo di energia in accordo con la Direttiva europea per il risparmio di energia elettrica. - accensione automatica con inserimento lastra. **Modello da tavolo completamente regolabile:** La posizione del pannello è completamente regolabile. - Regolazione altezza 13 cm - Inclinazione 35° (+25°/-5°) - Posizione verticale o orizzontale (solo codice 27395) - Rotazione orizzontale 10° (270° solo per codice 27395)

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Temperatura colore: bianco freddo 7200° K • Luminosità: 3500 cd/m2 • Durata LED: 80000 ore • Alimentazione elettrica: 230V - 50/60 Hz • Conformità alla direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE • Conformità alla direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2007/47/CE in qualità di dispositivo medico di Classe I • Componentistica conforme alle norme CEI e con omologazioni IMQ,UL e DVE • Fabbricato in Italia

MARCA E MODELLO:

GIMA 44701

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

