



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## **NUBYRA AUTOCLAVE - 6 l - 230V**

**Codice di riferimento:** 35647

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 2806€

### **CARATTERISTICHE:**

Autoclave elettronica a vapore per strumenti non imbustati. 2 cicli di sterilizzazione completamente automatici, controllati da microprocessore: a 134°C o 121°C con asciugatura automatica. Controllo del ciclo di sterilizzazione attraverso display LCD per la visualizzazione di pressione e temperatura. Sistema di chiusura a doppio sensore. Vuoto termodinamico controllato elettronicamente per l'espulsione di sacche di aria "fredda". Camera in alluminio anodizzato, 2 sensori di temperatura (1 all'interno della camera ed uno fuori) Trasduttore che consente un più accurato controllo della pressione. Fornita con 3 vassoi in alluminio. • 93/42/EEC Medical device • 73/23/EEC Low tension • 89/336/EEC Electromagnetic • EN 13060 Compatibility

### **CARATTERISTICHE TECNICHE:**

• Camera in alluminio anodizzato: ø 17 x 27 cm - 6.1l • Dim. Esterne: 44 x 45 x h 35 cm • Trays size: 1 grande 15 x 24 x 2 cm • 2 piccolo 11 x 24 x 2 cm • 2 cicli di sterilizzazione: 121°C e 134°C • Massimo carico: 2 kg • Alimentazione: 230V - 50/60 Hz • Assorbimento: 1300 Watt • Peso: 27 kg classe N • Produzione italiana • Garanzia: 1 anno • Manuale di utilizzo: Inglese, Italiano (francese e spagnolo su richiesta) • Ciclo: Non imbustati 121° C • Materiali: - Solidi fragili - Gomma - Vetro - Turbine (se indicato dal fabbricante) • Tempo sterilizzazione: 18 min • Tempo asciugatura: - 5 min asciugatura breve - 15 min asciugatura lenta • Carico massimo: 2.8 kg (700 g per vassoio) • Pressione operativa: 1.2 - 1.3 bar • Ciclo: Non imbustati 134° C • Materiali: - Strumenti in acciaio - Turbine (se indicato dal fabbricante) • Tempo sterilizzazione: 6 min • Tempo asciugatura: - 5 min asciugatura breve - 15 min asciugatura lenta • Carico massimo: 2.8 kg (700 g per vassoio) • Pressione operativa: 2.1 - 2.2 bar

### **MARCA E MODELLO:**

GIMA 35647

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:**

---

1 pz.

