



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Object ginocchiera tubolare in neoprene con stecche a spirale e stabilizzatore rotuleo

Codice di riferimento: PR3-408N

Marca: RO+TEN

Prezzo: 96.5€

Riferimento	Variante	Prezzo
COD PR3-408N-XS	XS	96.5€
COD PR3-408N-S	S	96.5€
COD PR3-408N-M	M	96.5€
COD PR3-408N-L	L	96.5€
COD PR3-408N-XL	XL	96.5€
COD PR3-408N-XXL	XXL	96.5€

È un dispositivo medico efficace nel coadiuvare l'articolazione del ginocchio durante il movimento, in soggetti con patologie legamentose lievi o con problemi cartilaginei. Grazie alla struttura tubolare in neoprene termoriscaldante e ad apposite stecche a spirale flessibili, garantisce un'ottima stabilizzazione latero-mediale senza compromettere il movimento. Si mantiene in posizione corretta e consente al sudore in eccesso di defluire dagli appositi fori d'aerazione, evitando surriscaldamento e irritazioni all'epidermide. Facilissima da indossare, è ideale in qualunque attività, anche sportiva.

CARATTERISTICHE

- Struttura in neoprene ortopedico bifoderato
- Tasca perirotulea per l'inserimento dello stabilizzatore a ferro di cavallo o a ciambella
- Cinturini a velcro con chiusura lineare
- Lavabile
- Parete interna in morbido vellutino per evitare sudorazione e irritazione della pelle

INDICAZIONI

- Prevenzione delle lesioni del ginocchio
- Stabilizzazione latero-mediale
- Protezione da tensioni anomale sul ginocchio leso in via di guarigione
- Prevenzione durante la pratica sportiva

taglia

XS	S	M	L	XL	XXL
----	---	---	---	----	-----


circonf. centro ginocchio cm

30/33	33/36	36/39	39/43	43/48	48 e oltre
-------	-------	-------	-------	-------	------------

lunghezza cm

33	33	33	33	33	33
----	----	----	----	----	----

ambidestra



 **Acquista subito**