



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Object ginocchiera tubolare per stabilizzazione rotulea in neoprene

Codice di riferimento: PR3-412

Marca: RO+TEN

Prezzo: 83.28€

Riferimento	Variante	Prezzo
COD PR3-412-XS	XS	83.28€
COD PR3-412-S	S	83.28€
COD PR3-412-M	M	83.28€
COD PR3-412-L	L	83.28€
COD PR3-412-XL	XL	83.28€

È un dispositivo medico atto ad esercitare un'efficace azione di sostegno e di compressione, distribuita uniformemente sull'articolazione del ginocchio durante il movimento. Grazie alla struttura tubolare in neoprene, termoriscaldante, la fascia supplementare per il supporto rotuleo ed il pratico stabilizzatore, è ideale per patologie rotulee di lieve entità. Il materiale bifoderato di rivestimento e la forma anatomica permettono una fasciatura ed un'aderenza ottimale, senza arrecare problemi di surriscaldamento e irritazione all'epidermide. Semplice da indossare, è indicata per qualunque attività, anche sportiva.

medicalortho

CARATTERISTICHE

- Sostegno multidirezionale in neoprene
- Comprende un supporto-base e un supporto direzionale di fissaggio con un cuscinetto a posizionamento variabile

INDICAZIONI

- Sublussazione della rotula
- Processi infiammatori
- Dolori al legamento rotuleo
- Post-operatoria

taglia

XS S M L XL


circonf. centro ginocchio cm

30/33 33/36 36/39 39/43 43 e
oltre

lunghezza cm

33 33 33 33 33

ambidestra



 **Acquista subito**