



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Object tutore per polso destro in neoprene con stecca

Codice di riferimento: PR2-8248 DX

Marca: RO+TEN

Prezzo: 29.1€

Riferimento	Variante	Prezzo
COD PR2-8248 DX-S	S	29.1€
COD PR2-8248 DX-M	M	29.1€
COD PR2-8248 DX-L	L	29.1€
PR2-8248 DX-universale	universale	29.1€

È un dispositivo medico, leggero e confortevole. La struttura in neoprene (utile ad esercitare compressioni localizzate) e la stecca rigida in alluminio ricoperta in vilpelle atossica ad alta resistenza (adattabile), garantiscono una stabilizzazione efficace dell'articolazione del polso senza limitare la normale funzionalità della mano. Pratico e anatomico, fornisce il supporto adatto a qualunque attività quotidiana. L'applicazione è facilitata dal sistema di chiusura a velcro.

orthoself

CARATTERISTICHE

- Struttura in neoprene accoppiato con tessuto di nylon garzato atossico
- Stecca palmare in alluminio modellabile
- Chiusura a mezzo velcro

INDICAZIONI

- Distorsioni del polso
- Fratture composte dell'estremità del radio e dell'ulna
- Tendiniti del polso
- Artrosi radio-carpica
- Artrite reumatoide
- Postumi delle fratture di polso

taglia

S	M	L	univ.
---	---	---	-------

circonf. polso cm

10/14	15/18	19/24	--
-------	-------	-------	----

lunghezza tutore cm

18	23	23	18
----	----	----	----

destro



 **Acquista subito**