



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

OFTALMOSCOPIO ALOGENO HEINE BETA 200 - 2.5V - C-144.10.118

Codice di riferimento: 31730

Marca: GIMA

Prezzo: 841.8€

CARATTERISTICHE:

Manico metallo BETA a batterie (2 da 2.5 V) con reostato. Il sistema ottico asferico per l'esame del fondo anche con pupille piccole non dilatate. Nessun riflesso corneale o dell'iride. Tenuta ermetica. 6 diaframmi, filtro aneritro (verde) utilizzabile con tutti i diaframmi, lenti da - 35 a + 20. Fornito con 4 spec. nylon risterilizzabili, 10 speculum monouso, lampadina ricambio.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• 6 diaframmi standard con coordinate polari, filtro blu cobalto, spot grande, spotpiccolo, microspot • 6 diaframmi con filtro verde

MARCA E MODELLO:

GIMA 31730

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**