



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

OFTALMOSCOPIO E-SCOPE - alogeno 2.5V - nero in valigetta rigida

Codice di riferimento: 31556

Marca: GIMA

Prezzo: 244€

CARATTERISTICHE:

Gli oftalmoscopi E-scope sono disponibili con illuminazione alogena 2.5. - e con innovativa illuminazione a LED 3,7V per un maggiore contrasto e una diagnosi più efficace - disco diottrie con 18 lenti correttive (+/- 1,2,3,4,6,8,10,15,20 diottrie) - facile da usare, diaframmi con sei diverse aperture (stellina di fissazione, spot grande, spot piccolo, filtro rosso, filtro blu, semicerchio) - ottica di rendimento elevato con condensatore asferico

MARCA E MODELLO:

GIMA 31556

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**