



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

OFTALMOSCOPIO F.O. SIGMA - 2.5V - LED

Codice di riferimento: 31529

Marca: GIMA

Prezzo: 152.5€

CARATTERISTICHE:

OFTALMOSCOPIO SIGMA LED 2.5 V - luce LED 85.000 lux - durata stimata lampadina 50.000 ore - valigetta - nero

Oftalmoscopio di qualità eccellente con 5 differenti aperture per tutte le tipologie di esami.

Spot grande: per fundoscopia normale

Spot piccolo e semicerchio per ridurre i riflessi con pupille piccole

Stellina di fissazione: per la determinazione della fissazione centrale o paracentrale particolarmente adatta agli esami pediatrici

Filtro verde: per aumentare il contrasto durante l'accertamento di lievi patologie vascolari

Tecnologia alogena XHL Xenon.

Luce bianca e concentrata per un'illuminazione eccellente ed un'immagine brillante.

La sua ottica di grande qualità e il suo formato mini ne fanno lo strumento ideale per le visite a domicilio.

- Range di correzione da -20 D a +20 D

CARATTERISTICHE TECNICHE:

CARATTERISTICHE LED

- temperatura colore: 5.000 °K

- IRC > 80

- definizioni colori reali

- 85.000 LUX

- durata stimata lampadina 50.000 ore

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 31529

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

