



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## OFTALMOSCOPIO INDIRETTO OMEGA 500 LED HQ CON VIDEOCAMERA VD1

**Codice di riferimento:** 31757

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 13420€

### CARATTERISTICHE:

OFTALMOSCOPIO INDIRETTO HEINE OMEGA 500 LED HQ CON VIDEOCAMERA DIGITALE - C-008.33.561

Con mPack UNPLUGGED con trasformatore plug-in

- 1280 x 960 Immagine: capace di catturare video in alta definizione
- facile da usare: immagine digitale senza aggiustamenti aggiuntivi
- comodo e bilanciato: il caschetto distribuisce in maniera uniforme il peso leggero della videocamera e della lente
- regolatore di messa a fuoco integrato
- interfaccia e Software: si collega a tutti i laptop o computer tramite porta USB 2.0. Fornito con software per la registrazione di video e la cattura di immagini. Per maggiori informazioni potete consultare <https://dv1.heine.com>
- alimentazione senza cavi: sistema con batteria ricaricabile mPack UNPLUGGED

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

### MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 31757

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:**

1 Pezzo

---

