



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

OFTALMOSCOPIO LED HEINE MINI 3000 - nero

Codice di riferimento: 31688

Marca: GIMA

Prezzo: 298.9€

CARATTERISTICHE:

Caratteristiche uguali all'oftalmoscopio mini 3000, tuttavia: - Non sono necessari interventi di manutenzione, in quanto non occorre sostituire il LED - Gestione del calore LED per una luminosità costante per l'intera durata operativa - LED ad alto rendimento: Illuminazione assolutamente uniforme e chiara con eccezionale resa cromatica - Temperatura di colore: 4000 K, indice di resa cromatica > 95, per resa dei toni del rosso > 90 - La funzione fade-out segnala la necessità della sostituzione o ricarica delle batterie - Durata di funzionamento fino a 10 ore - Indicatore di performance

MARCA E MODELLO:

GIMA 31688

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**