



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Oliva per fonendoscopio a fungo - Nera

Codice di riferimento: DR350

Marca: LOGIKO

Prezzo: 0.41€

Caratteristiche delle oliva per fonendoscopio

Olivetta di ricambio a fungo per stetofonendoscopio. L'oliva è realizzata in PVC di alta qualità per garantire al medico un accessorio durevole e confortevole per l'orecchio. Tali caratteristiche sono fondamentali per ottenere prestazioni acustiche ottimali ed eseguire una diagnosi accurata. Con queste comode olivette potrai esercitare la tua attività con la massima comodità e professionalità.

Colore

Nero

Marca e modello

LOGIKO codice DR350

Contenuto della confezione

1 pezzo

 **Acquista subito**