



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

Omnix Alto: Corsetto Lombare Alto 32 Cm Con Stecche Modellabili

Codice di riferimento: OT-005S-X

Marca: INTERMED

Prezzo: 73.11€

Riferimento	Variante	Prezzo
OT-005S	Small	73.11€
OT-005M	Medium	73.11€
OT-005L	Large	73.11€
OT-005XL	Xlarge	73.11€
OT-005XXL	XXLarge	73.11€

CARATTERISTICHE:

Corsetto alto in tessuto millerighe aerato, dotato di 5 stecche flessibili per il sostegno lombare. Due fasce supplementari aiutano a stabilizzare la contenzione e stimolano il lavoro muscolare. Chiusura anteriore a velcro. Colore bianco

MARCA E MODELLO:

INTERMED OT-005(x)

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

TAGLIE:

Taglia

OT-005S da 65 a 80 cm
Small

OT-005M da 75 a 90 cm
Medium

OT-005L da 85 a 100 cm
Large

OT-005XL da 95 a 110 cm
XLarge

OT-005XXL da 105 a 140 cm
XXLarge

