



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

OMRON PROFESSIONAL HEM-907

Codice di riferimento: 32936

Marca: GIMA

Prezzo: 805.2€

CARATTERISTICHE:

Misuratore di pressione professionale progettato per uso clinico in ambienti professionali - Precisione 'Gold Standard' - Convalidato secondo protocolli internazionali: 1. Associazione per la promozione della Strumentazione Medica (AAMI) 2. Società Europea di Ipertensione - Protocollo Internazionale (ESH - IP) - Tecnologia Intellisense - Indicatore polso irregolare 3. Modalità di funzionamento: modalità singola misurazione, modalità valore medio, modalità manuale (auscultazione) Produzione giapponese.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

• Metodo: oscillometrico • Campo di misurazione - pressione: 0-299 mmHg \pm 3 mmHg o 2% - frequenza del polso: 30-199 pulsazioni/minuto \pm 5 % del rilevamento • Gonfiaggio: Gonfiaggio automatico a pompa • Sgonfiaggio: Sgonfiaggio automatico con valvola di controllo elettromagnetica • Rilascio dell'aria: Rilascio dell'aria veloce automatico con valvola di controllo elettromagnetica • Rilevazione della pressione: sensore di pressione semiconduttore con capacità elettrostatica • Alimentazione: - Adattatore di c.a. 230 VAC, 50 Hz. 20VA - Batteria (4.8 VDC, 6W) • Sistema di protezione contro scosse elettriche Classe II tipo B • Dimensioni: 139 x 203 x 131 mm • Peso: circa 910 g • Conforme a: EN 1060, EN 60601-1-1 2007 Dotazione standard: • Batteria • Bracciale adulto (22-32 cm) • Alimentatore

MARCA E MODELLO:

GIMA 32936

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**