



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

OROLOGIO PER INFERMIERI - rotondo - fantasia foglie

Codice di riferimento: 20424

Marca: GIMA

Prezzo: 9€

CARATTERISTICHE:

Orologio da infermiere, rotondo

Colore: fantasia a foglie

Orologio per infermieri in silicone con spilla da balia.

Adatti per la rilevazione del battito e del polso dei pazienti e per misurare il tempo di sterilizzazione dei prodotti.

Conformi alle attuali normative che vietano agli infermieri di indossare orologi da polso.

- Movimento giapponese
- Quadrante dell'orologio: 35 mm
- Lunghezza dell'orologio: 85 mm
- Vita utile della batteria: 18 mesi dal primo utilizzo.
- Manuale: GB, FR, IT, ES, PT, DE, GR, PL, Arabo

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 20424

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

