



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

OTO-OFTALMOSCOPIO F.O. SIGMA A LED con 2 manici - in astuccio

Codice di riferimento: 31534

Marca: GIMA

Prezzo: 237.9€

CARATTERISTICHE:

SET DELUXE OTO-OFTALMOSCOPIO SIGMA F.O. LED 2.5 V - valigetta con 2 manici - nero

I set oto-ofthalmoscopio sono composti da testina per otoscopio e oftalmoscopio, 2 manici e 14 speculum monouso (7x2.5 e 7x4 mm).

CARATTERISTICHE TECNICHE:

MARCA E MODELLO:

Gima - Codice 31534

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 Pezzo

 **Acquista subito**