



Numero Verde

**800 172547**

Da cellulare

**030 7777942**

## Otoplus dispositivo per igiene auricolare

**Codice di riferimento:** 27540

**Marca:** GIMA

**Prezzo:** 8662€

### Caratteristiche di OTOPLUS

Otoplus è un dispositivo per il lavaggio auricolare, dotato di ruote gommate piroettanti e con piano di lavoro antigraffio. Presenta 3 cassette (2 piccoli ed 1 grande) organizzato in comodi scomparti interni removibili e un cassetto con lampada germicida per la consentire sterilizzazione di accessori medici. Il dispositivo Otoplus implementa una silenziosa pompa per l'aspirazione da 25 l/min (34 l/min a richiesta), con apparecchio per l'alimentazione e potenziometro per specchio Clar/Storz. Presenta inoltre una tavola portastrumenti con porta cannula terminale per l'insufflazione, e accessori correlati come la siringa per il lavaggio auricolare e la cannula per insufflazione. Alimentazione 230V-50Hz (disponibile 110V/60Hz). Prodotto in Italia.

### Ulteriori dettagli

- Controllo temperatura acqua
- Potenziometro per specchio Clar/Storz
- Pompa aspirazione 25l/min con valvola di sicurezza per impedire fuoriuscite
- Insufflatore
- Spazio per siringa opzionale (27542)
- Siringa ORL
- Scomparto tanica acqua (540 mm)
- Ruote girevoli
- Cassette vasister opzionali
- Cassetto con lampada germicida
- Scalda specchietti laringe

