



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Otoscopio Mini 3000 F.O. - Led Hq

Codice di riferimento: D-08.70.110

Marca: INTERMED

Prezzo: 277.8€

CARATTERISTICHE:

Otoscopio HEINE mini 3000 a F. O. con illuminazione a LEDHQ, con manico a batterie mini 3000 (con 2 batterie alcaline AA incluse) e con 10 speculum monouso (0 2,5 e 4 mm).

Finestrella di visione con ingrandimento 3x e superficie della struttura ottimizzata per un'immagine grande e chiara con riflessi . Ottiminimi.

Finestrella integrata con lente orientabilemale impiego degli strumenti e visione ingrandita.

Clip con interruttore integrato acceso/spento. Spegnimento automatico quando si aggancia al taschino.

Manico e testina separati. Di facile manutenzione, versatile.

Pregiata struttura in lega al cromo/plastica arricchita. Antiurto, robusta, a presa sicura.

MARCA E MODELLO:

HEINE D-08.70.110

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pezzo

