



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

OTOSCOPIO PARKER COLOR - giallo

Codice di riferimento: 31437

Marca: GIMA

Prezzo: 56.12€

CARATTERISTICHE:

Modello giallo con sistema di chiusura a baionetta. Speculum Ø 2,5 - 3,5 - 4,5 mm - Strumento di alta qualità, affidabile e indistruttibile - Adatto per la diagnostica di naso, orecchio e gola - Lampadina 2,5 V tedesca, regolabile con reostato - Lente di qualità a 3X, rimovibile - Ideale per il test della membrana timpanica (pompetta opzionale) - Fornito con 3 speculum autoclavabili e borsetta in similpelle in colore coordinato, tutti privi di lattice - Funziona con due pile tipo C (non incluse)

MARCA E MODELLO:

GIMA 31437

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**