



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Ottotipo luminoso per oculista con animali da 5,5 m

Codice di riferimento: 27384

Marca: GIMA

Prezzo: 301.6€

Caratteristiche dell'ottotipo luminoso per oculista con animali da 5,5 m

Ottotipo illuminato per studi oculistici, caratterizzato da luce bianchissima di alta qualità che permettono al paziente di vedere chiaramente e nel dettaglio le figure animale stampate sopra.

Questi ottotipi luminosi sono dotati di schermo realizzato in acrilico resistente e facile da igienizzare.

La realizzazione di questo ottotipo tiene conto di tutte le norme di sicurezza ed è un dispositivo affidabile e sicuro.

Specifiche tecniche

- Area di visione: 24 x 62 cm; 24 x 61 cm
- Dimensioni esterne: 29,5 x 67,5 x 12 cm; 29 x 66 x 2,5 cm
- Peso: 6/2 Kg
- Fabbricato in: Italia

Marca

Gima

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

 **Acquista subito**
