



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Ottotipo non luminoso pediatrico - 3 metri

Codice di riferimento: 27393

Marca: GIMA

Prezzo: 111.02€

Caratteristiche dell'ottotipo non luminoso pediatrico - 3 metri

La visita oculistica in età pediatrica è fondamentale per individuare tempestivamente difetti della vista nel bambino e correggerli con l'uso degli occhiali. Questo ottotipo non luminoso con illustrazioni è destinato proprio per effettuare l'esame della vista nei bambini. La tavola optometrica presenta uno schermo in acrilico relalizzato nel rispetto delle osservazioni cliniche ed è prodotto in Italia. Per eseguire il test visivo correttamente occorre posizionare l'ottotipo a 3 metri di distanza dal piccolo.

Specifiche tecniche

- Grafico optometrico: Bambini - 3 m
- Non illuminato
- Misure visive: 24 x 61 cm
- Misure esterne: 29 x 66 x 2,5 cm
- Peso: 2 Kg
- Produzione italiana

Marca e modello

GIMA codice 27393

Contenuto della confezione

1 pezzo

 **Acquista subito**
