



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

OXI-CAPNOGRAFO PORTATILE

Codice di riferimento: 33702

Marca: GIMA

Prezzo: 3904€

CARATTERISTICHE:

Capnografo multifunzionale portatile che rileva con accuratezza ed affidabilità SpO2, battito, EtCO2, respirazione. Dotato di display retroilluminato indica graficamente SpO2, EtCO2 e funzioni TREND tutti in unica videata. Completo di sensore adulto, adattatore AC, tubo campione, adattatore tubi, filtro, borsa. Collegamento al PC via USB, per analisi dati paziente, statistiche SpO2/Pulsazioni, 4 batterie AA ricaricabili • Memoria di 72 ore con funzionalità trend

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- SpO2 saturazione: - Gamma 0% al 100% - Precisione $\pm 2\%$ tra il 100% a 80% • Frequenza del polso: - Gamma 30 bpm a 250 bpm - Precisione $\pm 1\%$ del fondo scala • EtCO2: - Gamma 0 mmHg a 50 mmHg - Media 4 respiri di EtCO2 • Respirazione: - Gamma 0 l/min a 99 l/min - Media 8 respiri della frequenza respiratoria • Settaggi d'allarme pre programmati • SpO2 limite superiore: 100% SpO2 limite inferiore: 85% • Limite superiore pulsazioni: 150 bpm Limite inferiore pulsazioni: 30 bpm • Limite superiore EtCO2: 50 mmHg Limite inferiore EtCO2: 0 mmHg • Limite superiore Resp.: 99 l/min Limite inferiore Resp.: 0 l/min • Alimentazione 4 batterie AA a 6 volt o adattatore AC/DC

MARCA E MODELLO:

GIMA 33702

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

1 pz.

 **Acquista subito**
