



Numero Verde
800 172547

Da cellulare
030 7777942

P 424 Rieducatore per mano in silicone in 4 densità (fornito singolo)

Codice di riferimento: P 424

Marca: ORTHOPRIM

Prezzo: 19.5€

Riferimento	Variante	Prezzo
P 424-Arancione	Arancione	19.5€
P 424-Viola	Viola	19.5€
P 424-Verde	Verde	19.5€
P 424-Azzurro	Azzurro	19.5€

Caratteristiche

- Rieducatore per mano e/o dita coadiuvante nel trattamento riabilitativo. Un suo corretto uso migliora la mobilità e la funzionalità delle articolazioni e dei muscoli colpiti dal trauma. Lavare con acqua e sapone e spolverare con poco di talco

Indicazioni

- permette la funzione rieducativa delle dita e della mano in seguito a traumi o a patologie

Taglie disponibili

Arancione - Extra Soft

Verde - Soft

Azzurro - Medium

Viola - Hard



Acquista subito