



Numero Verde

800 172547

Da cellulare

030 7777942

Pacco reintegro per pronto soccorso alleg. 1c/sfigmomanometro base

Codice di riferimento: PS530

Marca: EASYRED

Prezzo: 85.52€

Caratteristiche del pacco reintegro per pronto soccorso alleg. 1c/sfigmomanometro base

Pacco reintegro di prodotti per soccorso sanitario completo, adatto ad ambienti medico-sanitari di tutti i tipi. Il pacco reintegro per pronto soccorso a marchio Easyred contiene materiale per la medicazione e strumenti come mascherina, sfigmomanometro e termometro.

Marca

Easyred

Contenuto della confezione

- 1 sfigmomanometro con fonendoscopio
- 5 paia di guanti sterili
- 2 pinze sterili
- 1 paio di forbici taglia bendaggi cm 14,5 DIN 58279
- 1 pacco di cotone idrofilo
- Benda tubolare elastica
- 2 rochetti di cerotto adesivo 5 m x 2,5 cm
- 1 benda di garza da 3,5 m x 10 cm
- 2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
- 10 buste di compressa garza sterile 10x10 cm e 2 buste di garza sterile 18x40 cm
- 2 teli 40x60 cm DIN 13152-BR
- 2 sacchetti per rifiuti sanitari mm 250x350
- 3 lacci emostatici

- 1 termometro clinico CE con astuccio
 - 1 mascherina con visiera para schizzi
 - 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo mono uso
 - 3 flaconi di soluzione fisiologica 500 ml CE
 - 2 confezioni da 500 ml ODOPOVIDONE al 1 0% iodio PMC
 - Manuale di istruzioni MULTI LINGUA pronto soccorso
 - 1 copia del decreto ministeriale 388 del 15/07/03
-

Prodotto a marchiatura CE

(Per poter apporre la marchiatura CE su un prodotto, è necessario che siano svolte alcune attività: test iniziali di tipo, predisposizione ed attivazione di un controllo di produzione, stesura della dichiarazione di prestazione e della relativa etichetta CE.)

Altri modelli disponibili

- [Pacco reintegro da medicazione alleg. 1c/sfigmomanometro maggiorato](#)
- [Pacco da medicazione reintegro alleg. 1s/sfigmomanometro maggiorato](#)

